

UF水洗浄・密栓・滅菌済み

RACCOON

# クリアシールステリバイアル (透明・無菌アイソレーター製造)

# シールステリバイアル (ガンマー線滅菌)

一般医療機器



クリアシールステリバイアルN

容量 (ml) 10 20 30 50

材質: ゴム栓/テフロンライニングゴム栓、フリップキャップ/  
ポリプロピレン/アルミニウム、バイアル瓶/ホウケイ酸ガラス



シールステリバイアル

容量 (ml) 2 10

材質: ゴム栓/ブチルゴム、フリップキャップ/ポリプロピレン/アルミニウム、バイアル瓶/ホウケイ酸ガラス  
(ガンマー線滅菌によりガラスは褐色になっていますが、ご使用には問題ありません。)



シールステリバイアルN

容量 (ml) 5 10 20 25 30

名称 MEDIS登録名称	型式	バイアル瓶形状寸法(mm)			JANコード	医療機器届出番号
		外径	高さ	口内径		
クリアシールステリバイアルN 10ml	CSSVN-10C-TFA	24.3	46.5	12.5	4562100813080	27B2X90001CSSVNX
クリアシールステリバイアルN 20ml	CSSVN-20C-TFA	30	60	12.5	4562100813097	27B2X90001CSSVNX
クリアシールステリバイアルN 30ml	CSSVN-30C-TFA	33	63	12.5	4562100813103	27B2X90001CSSVNX
クリアシールステリバイアルN 50ml	CSSVN-50C-TFA	40.5	78.5	12.5	4562100813110	27B2X90001CSSVNX
シールステリバイアル 2ml	SSV-2C-BFA	15	33	7.3	4562100813004	27B2X90001SSV001
シールステリバイアル 10ml	SSV-10C-BFA	21	53	9.1	4562100813011	27B2X90001SSV002
シールステリバイアルN 5ml	SSVN-5C-BFA	20	40	8.8	4562100813066	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 10ml	SSVN-10C-BFA	24.3	46.5	12.5	4562100813035	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 20ml	SSVN-20C-BFA	30	60	12.5	4562100813042	27B2X90001SSVN00
シールステリバイアルN 30ml	SSVN-30C-BFA	33	63	12.5	4562100813059	27B2X90001SSVN00



## GMPに適した生産システムによる 洗浄滅菌受託サービス・特注品

無菌アイソレーター、過酸素水素ガス除染装置を導入  
試験検査室を新設

製造販売元

**M** 三田理化工業株式会社

本社 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-8-2 TEL: 06-6458-0971 FAX: 06-6458-2393  
東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13-102 TEL: 03-3812-5371 FAX: 03-3812-5041

<http://www.racoon.co.jp>



FM87147 / ISO 9001

MD599175 / ISO 13485